



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.551.023
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, Material: PP, Rundboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser	16 mm
Höhe des Produktes	79 mm
Länge des Produktes	79 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 32000
Volumen des Umkartons 0,0813 cbm
Gewicht des Produktes 0,0024 kg
Gewicht des Umkartons 5,9 kg
EAN des Innenkartons 4038917317801
EAN des Umkartons 4038917317795

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

