



### **Artikelbeschreibung**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestellnummer       | 60.557   |
| Artikelbeschreibung | Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 1.000 Stück/Beutel |

### **Produkteigenschaften**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Graduierung              | nein                       |
| Verschluss               | Standard-Schraubverschluss |
| Verschlussart            | Schraubverschluss          |
| Bodenform                | Rundboden                  |
| Arbeitsvolumen           | 4,5 ml                     |
| Zentrifugation max (RZB) | 4000 x g                   |

### **Maße**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Durchmesser         | 12 mm |
| Länge des Produktes | 75 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes    | Polypropylen (PP)                |
| Farbe des Produktes       | transparent                      |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses    | natur                            |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA                      |
| Produktkategorie           | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert                  | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 2000          |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 1000          |
| Stück pro Umkarton          | 2000          |
| Stück pro Palette           | 72000         |
| Tiefe des Umkartons         | 398 mm        |
| Breite des Umkartons        | 398 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 300 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0475 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0027 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 6,1 kg        |
| EAN des Innenkartons        | 4038917082457 |
| EAN des Umkartons           | 4038917054997 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

