



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.557.001
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	4,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	56000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0298 cbm
Gewicht des Produktes	0,0027 kg
Gewicht des Umkartons	3,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917113335
EAN des Umkartons	4038917067720

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

