



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.597
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 120 ml, (LxØ): 114 x 44 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 50 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	120 ml
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Nennvolumen	120 ml
Durchmesser	44 mm
Länge des Produktes	114 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	3000
Tiefe des Umkartons	563 mm
Breite des Umkartons	343 mm
Höhe des Umkartons	500 mm
Volumen des Umkartons	0,0966 cbm
Gewicht des Produktes	0,0222 kg
Gewicht des Umkartons	6,48 kg
EAN des Innenkartons	4038917082785
EAN des Umkartons	4038917001823

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

