



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.597.001
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 120 ml, (LxØ): 114 x 44 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	120 ml

Maße

Durchmesser	44 mm
Länge des Produktes	114 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	3600
Tiefe des Umkartons	578 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0415 cbm
Gewicht des Produktes	0,0222 kg
Gewicht des Umkartons	2,76 kg
EAN des Innenkartons	4038917114172
EAN des Umkartons	4038917014212

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

