



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 60.610  
Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, transparent, Verschluss beiliegend, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung nein  
Verschlussart Schraubverschluss  
Bodenform Rundboden  
Arbeitsvolumen 10 ml  
Zentrifugation max (RZB) 3000 x g

### **Maße**

Durchmesser 15,3 mm  
Länge des Produktes 92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	transparent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	265 mm
Volumen des Umkartons	0,042 cbm
Gewicht des Produktes	0,0052 kg
Gewicht des Umkartons	5,78 kg
EAN des Innenkartons	4038917082860
EAN des Umkartons	4038917001885

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

