



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.610.023
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 92 x 15 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Durchmesser	15 mm
Höhe des Produktes	92 mm
Länge des Produktes	92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 50000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 100  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 30000  
Volumen des Umkartons 0,046 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0038 kg  
Gewicht des Umkartons 4,26 kg  
EAN des Innenkartons 4038917234160  
EAN des Umkartons 4038917234153

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

