



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.610.100
Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, transparent, Verschluss montiert, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Verschlussart Schraubverschluss
Bodenform Rundboden
Arbeitsvolumen 10 ml
Zentrifugation max (RZB) 3000 x g

Maße

Durchmesser 15,3 mm
Länge des Produktes 92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	transparent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0052 kg
Gewicht des Umkartons	5,92 kg
EAN des Innenkartons	4038917114776
EAN des Umkartons	4038917014380

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

