



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.732.001
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 15 ml, (LxØ): 76 x 20 mm, Material: PP, Spitzboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	15 ml
Zentrifugation max (RZB)	4500 x g

Maße

Durchmesser	20 mm
Länge des Produktes	76 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	20000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	165 mm
Volumen des Umkartons	0,0393 cbm
Gewicht des Produktes	0,0064 kg
Gewicht des Umkartons	3,78 kg
EAN des Innenkartons	4038917119603
EAN des Umkartons	4038917016698

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

