



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.9921.512
Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 50 x 16 mm,
Material: PP, Flachboden, transluzent, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Bodenform Flachboden
Arbeitsvolumen 5 ml
Zentrifugation max (RZB) 5500 x g
Zentrifugationstemperatur 21
Zentrifugationszeit 15 Min

Maße

Volumen max 5 ml
Durchmesser 16 mm
Länge des Produktes 50 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transluzent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	324 mm
Volumen des Umkartons	0,0519 cbm
Gewicht des Umkartons	5,9 kg
EAN des Innenkartons	4038917150729
EAN des Umkartons	4038917037112

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

