



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.9921.515
Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, Material: PP, Flachboden, transluzent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Verschluss Standard-Schraubverschluss
Verschlussart Schraubverschluss
Bodenform Flachboden
Arbeitsvolumen 5 ml
Zentrifugation max (RZB) 5500 x g
Zentrifugationstemperatur 21
Zentrifugationszeit 15 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	5 ml
Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	50 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transluzent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	80000
Tiefe des Umkartons	604 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,0595 cbm
Gewicht des Umkartons	7,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917150736
EAN des Umkartons	4038917037136

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

