



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 60.9921.807  
Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 97 x 16 mm,  
Material: PP, Flachboden, transluzent, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung nein  
Bodenform Flachboden  
Arbeitsvolumen 10 ml  
Zentrifugation max (RZB) 5000 x g  
Zentrifugationstemperatur 21  
Zentrifugationszeit 15 Min

### **Maße**

Durchmesser 16 mm  
Länge des Produktes 97 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transluzent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	324 mm
Volumen des Umkartons	0,0519 cbm
Gewicht des Umkartons	6,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917151009
EAN des Umkartons	4038917037204

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

