



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.9921.820
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 97 x 16 mm, Material: PP, Flachboden, transluzent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, steril, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g
Zentrifugationstemperatur	21
Zentrifugationszeit	15 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	97 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transluzent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	324 mm
Volumen des Umkartons	0,0519 cbm
Gewicht des Umkartons	7,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917151061
EAN des Umkartons	4038917037235

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

