



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.9922.126
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 25 ml, (LxØ): 54 x 27 mm, Material: PC, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	25 ml

Maße

Durchmesser	27 mm
Länge des Produktes	54 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50000
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	500
Volumen des Umkartons	0,0577 cbm
Gewicht des Produktes	0,0081 kg
Gewicht des Umkartons	4,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917913560
EAN des Umkartons	4038917913577

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

