



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.9922.218
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 30 ml, (LxØ): 80 x 28 mm, Material: PS, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, steril, 50 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	30 ml

### **Maße**

Durchmesser	28 mm
Länge des Produktes	80 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Röhre	Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	604 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,06 cbm
Gewicht des Umkartons	5,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917151382
EAN des Umkartons	4038917037341

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

