



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.9922.241
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 25 ml, (LxØ): 90 x 25 mm, Material: PP, Spitzboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, weiß, Verschluss montiert, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	25 ml
Zentrifugation max (RZB)	4500 x g

Maße

Durchmesser	25 mm
Länge des Produktes	90 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	15000
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	324 mm
Höhe des Umkartons	264 mm
Volumen des Umkartons	0,052 cbm
Gewicht des Produktes	0,0084 kg
Gewicht des Umkartons	4,86 kg
EAN des Innenkartons	4038917151504
EAN des Umkartons	4038917027755

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

