



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.9922.936
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 99 x 16 mm, Material: PC, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, weiß, Verschluss beiliegend, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	12 ml
Zentrifugation max (RZB)	8800 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	99 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material der Röhre	Polycarbonat (PC)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Latexfrei	ja
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	24000
Tiefe des Umkartons	604 mm
Breite des Umkartons	373 mm
Höhe des Umkartons	264 mm
Volumen des Umkartons	0,0595 cbm
Gewicht des Produktes	0,0076 kg
Gewicht des Umkartons	8,4 kg
EAN des Innenkartons	4038917153423
EAN des Umkartons	4038917027816

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

