



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.9922.937
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 99 x 16 mm, Material: PC, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	12 ml
Zentrifugation max (RZB)	8800 x g

Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	99 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	30000
Tiefe des Umkartons	604 mm
Breite des Umkartons	373 mm
Höhe des Umkartons	264 mm
Volumen des Umkartons	0,0595 cbm
Gewicht des Produktes	0,0076 kg
Gewicht des Umkartons	8,4 kg
EAN des Innenkartons	4038917153430
EAN des Umkartons	4038917027823

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

