



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.9922.941
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 94 x 14 mm, Material: PC, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, steril, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	8 ml
Zentrifugation max (RZB)	8800 x g

### **Maße**

Durchmesser	14 mm
Länge des Produktes	94 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	324 mm
Höhe des Umkartons	264 mm
Volumen des Umkartons	0,052 cbm
Gewicht des Produktes	0,0064 kg
Gewicht des Umkartons	7,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917153478
EAN des Umkartons	4038917027847

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

