



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.467.012
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	8 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g

Maße

Durchmesser	13 mm
Höhe des Produktes	100 mm
Länge des Produktes	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 56000
Volumen des Umkartons 0,0649 cbm
Gewicht des Produktes 0,0041 kg
Gewicht des Umkartons 9,2 kg
EAN des Innenkartons 4038917106856
EAN des Umkartons 4038917032599

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

