



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.470.300
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, Material: PS, Flachboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	12 ml

Maße

Durchmesser	16,5 mm
Höhe des Produktes	95 mm
Länge des Produktes	95 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 36000
Volumen des Umkartons 0,0492 cbm
Gewicht des Produktes 0,0056 kg
Gewicht des Umkartons 6,09 kg
EAN des Innenkartons 4038917368001
EAN des Umkartons 4038917367998

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

