



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	62.476.019
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Druck, Etikett/Druck: orange, mit Skalierung, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	orange
Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g

### **Maße**

Durchmesser	12 mm
Höhe des Produktes	75 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 1000  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 80000  
Volumen des Umkartons 0,0382 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0026 kg  
Gewicht des Umkartons 6,2 kg  
EAN des Innenkartons 4038917107372  
EAN des Umkartons 4038917032643

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

