



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.476.028
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, natur, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, steril, 1 Stück/Blister

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschluss	Belüftungsstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	18000
Tiefe des Umkartons	578 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0415 cbm
Gewicht des Produktes	0,0034 kg
Gewicht des Umkartons	3,06 kg
EAN des Innenkartons	4038917107440
EAN des Umkartons	4038917011808

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

