



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.492
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 95 x 16,8 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	16,8 mm
Länge des Produktes	95 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 36000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 300 mm
Volumen des Umkartons 0,0475 cbm
Gewicht des Produktes 0,0058 kg
Gewicht des Umkartons 6,46 kg
EAN des Innenkartons 4038917081993
EAN des Umkartons 4038917001106

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

