



**Produktspezifikation**  
**Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,**  
**Rundboden, PP, Verschluss beiliegend, 100**  
**Stück/Beutel**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.504.018
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, braun, Material: PP, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, Verschluss beiliegend, 100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	ja
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,**  
**Rundboden, PP, Verschluss beiliegend, 100**  
**Stück/Beutel**

**Seite 2**

**Maße**

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	braun
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	40000
Volumen des Umkartons	0,0383 cbm
Gewicht des Produktes	0,0039 kg
Gewicht des Umkartons	4,38 kg
EAN des Innenkartons	4038917348119
EAN des Umkartons	4038917348102

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**