



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.504.039
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, braun, Material: PP, mit Druck, Etikett/Druck: schwarz, mit Skalierung, Verschluss beiliegend, braun, 100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	ja
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,
Rundboden, PP, Verschluss beiliegend, 100
Stück/Beutel

Seite 2

Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	braun
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	40000
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	408 mm
Höhe des Umkartons	205 mm
Volumen des Umkartons	0,0383 cbm
Gewicht des Produktes	0,0039 kg
Gewicht des Umkartons	4,39 kg
EAN des Innenkartons	4038917413008
EAN des Umkartons	4038917412995

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT