



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.536.009
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 7 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	7 ml
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser	16 mm
Höhe des Produktes	50 mm
Länge des Produktes	50 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 72000
Volumen des Umkartons 0,0492 cbm
Gewicht des Produktes 0,002 kg
Gewicht des Umkartons 5,1 kg
EAN des Innenkartons 4038917110037
EAN des Umkartons 4038917033107

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

