



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.542.016
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 1.000 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	8 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	57 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	40000
Volumen des Umkartons	0,0382 cbm
Gewicht des Produktes	0,0046 kg
Gewicht des Umkartons	5,15 kg
EAN des Innenkartons	4038917111171
EAN des Umkartons	4038917033190

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

