



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 62.547.354 |
| Artikelbeschreibung | Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, Material: PP, Spitzboden, braun, HD-PE, Verschluss: rot, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: blau/weiß, mit Skalierung, DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril, 25 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Etikett / Druck | mit Druck |
| Farbe Druck/Etikett | blau/weiß |
| Graduierung | ja |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Bodenform | Spitzboden |
| Arbeitsvolumen | 50 ml |
| Zentrifugation max (RZB) | 20000 x g |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

| | |
|---------------------|--------|
| Durchmesser | 28 mm |
| Länge des Produktes | 114 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | braun |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | rot |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|--|
| Entspricht der Anforderung | ADR |
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Reinheitsstandard | DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril |
| Sterilisation | Elektronenbestrahlung |
| Pyrogenfreiheit | ja |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 300 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 25 |
| Stück pro Umkarton | 300 |
| Stück pro Palette | 8400 |
| Tiefe des Umkartons | 588 mm |
| Breite des Umkartons | 398 mm |
| Höhe des Umkartons | 255 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0597 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0128 kg |
| Gewicht des Umkartons | 4,54 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917157759 |
| EAN des Umkartons | 4038917157742 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

