



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.551.201
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, Material: PP, Rundboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	79 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Umkartons	413 mm
Breite des Umkartons	257 mm
Höhe des Umkartons	464 mm
Volumen des Umkartons	0,0492 cbm
Gewicht des Produktes	0,0044 kg
Gewicht des Umkartons	5,04 kg
EAN des Innenkartons	4038917112901
EAN des Umkartons	4038917072113

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

