



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.553.001
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, Material: PS, Spitzboden, transparent, Schraubverschluss, rot, Verschluss beiliegend, mit Druck, Etikett/Druck: weiß/blau, mit Skalierung, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß/blau
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	15 ml
Zentrifugation max (RZB)	4100 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Schraubröhre, 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, PS, mit Druck

Seite 2

Maße

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	120 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	20000
Volumen des Umkartons	0,0382 cbm
Gewicht des Produktes	0,0086 kg
Gewicht des Umkartons	4,54 kg
EAN des Innenkartons	4038917112932
EAN des Umkartons	4038917033428

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT