



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 62.553.042 |
| Artikelbeschreibung | Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, Material: PS, Spitzboden, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß/blau, mit Skalierung, steril, 50 Stück/Styroporcontainer |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Etikett / Druck | mit Druck |
| Farbe Druck/Etikett | weiß/blau |
| Graduierung | ja |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Bodenform | Spitzboden |
| Arbeitsvolumen | 15 ml |
| Zentrifugation max (RZB) | 4100 x g |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

| | |
|---------------------|--------|
| Durchmesser | 17 mm |
| Länge des Produktes | 120 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes | Polystyrol (PS) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | gelb |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | dicht bei 0,6 bar/10 min |
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Reinheitsstandard | steril |
| Sterilisation | Elektronenbestrahlung |
| Pyrogenfreiheit | ja |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500 |
| Kleinste Unterverpackung | Styroporcontainer |
| Stück pro Innenkarton | 50 |
| Stück pro Umkarton | 500 |
| Stück pro Palette | 16000 |
| Tiefe des Umkartons | 648 mm |
| Breite des Umkartons | 420 mm |
| Höhe des Umkartons | 145 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0395 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0074 kg |
| Gewicht des Umkartons | 4,64 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917112970 |
| EAN des Umkartons | 4038917013864 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

