



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.553.542
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, Material: PS, Spitzboden, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß/blau, mit Skalierung, steril, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß/blau
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	15 ml
Zentrifugation max (RZB)	4100 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	120 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	24000
Tiefe des Umkartons	391 mm
Breite des Umkartons	219 mm
Höhe des Umkartons	429 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,0085 kg
Gewicht des Umkartons	4,26 kg
EAN des Innenkartons	4038917113007
EAN des Umkartons	4038917013871

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

