



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.554.100
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, Schraubverschluss, rot, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß/blau, mit Skalierung, DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril, 50 Stück/Rack

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß/blau
Graduierung	ja
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	15 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	120 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	25000
Kleinste Unterverpackung	Rack
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	18000
Volumen des Umkartons	0,0436 cbm
Gewicht des Produktes	0,0074 kg
Gewicht des Umkartons	4,56 kg
EAN des Innenkartons	4038917376341
EAN des Umkartons	4038917376334

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

