



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.554.205
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, Schraubverschluss, rot, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß/blau, mit Skalierung, DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß/blau
Graduierung	ja
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	15 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	120 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	24000
Tiefe des Innenkartons	300 mm
Breite des Innenkartons	340 mm
Höhe des Innenkartons	100 mm
Tiefe des Umkartons	429 mm
Breite des Umkartons	391 mm
Höhe des Umkartons	219 mm
Volumen des Umkartons	0,0366 cbm
Gewicht des Produktes	0,0073 kg
Gewicht des Umkartons	4 kg
EAN des Innenkartons	4038917113144
EAN des Umkartons	4038917033497

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

