



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.557.012
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, steril, 100 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	4,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Schraubröhre, 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, PP, mit Druck**

**Seite 2**

**Maße**

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

**Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	56000
Volumen des Umkartons	0,029 cbm
Gewicht des Produktes	0,0046 kg
Gewicht des Umkartons	5,15 kg
EAN des Innenkartons	4038917225762
EAN des Umkartons	4038917225755

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**