



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.558.201
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 57 x 15,3 mm, Material: PP, Spitzboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, Schriftfeld, mit Skalierung, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	15,3 mm
Länge des Produktes	57 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,0345 cbm
Gewicht des Produktes	0,0037 kg
Gewicht des Umkartons	4,25 kg
EAN des Innenkartons	4038917113472
EAN des Umkartons	4038917280730

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

