



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.559.001
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 50 ml, (LxØ): 115 x 28 mm, Material: PP, Spitzboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, rot, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: blau/weiß, mit Skalierung, DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	blau/weiß
Graduierung	ja
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	50 ml
Zentrifugation max (RZB)	8000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	28 mm
Länge des Produktes	115 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	300
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	300
Stück pro Palette	7200
Tiefe des Umkartons	588 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	270 mm
Volumen des Umkartons	0,0632 cbm
Gewicht des Produktes	0,0145 kg
Gewicht des Umkartons	5,06 kg
EAN des Innenkartons	4038917113489
EAN des Umkartons	4038917014007

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

