



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.9924.272
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	4500 x g

Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 30000
Tiefe des Umkartons 608 mm
Breite des Umkartons 324 mm
Höhe des Umkartons 264 mm
Volumen des Umkartons 0,052 cbm
Gewicht des Produktes 0,0042 kg
Gewicht des Umkartons 5 kg
EAN des Innenkartons 4038917155120
EAN des Umkartons 4038917037525

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

