



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.9924.274
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, Material: PP, Spitzboden, transluzent, Stopfen, gelb, Verschluss montiert, mit gedruckter Graduierung, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit gedruckter Graduierung
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Stopfen
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g
Zentrifugationstemperatur	21
Zentrifugationszeit	15 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	100 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transluzent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Produktkategorie	Gerät, gemäß Maschinen- oder Geräterichtlinie, CE
CE-Zertifizierung	CE
Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	324 mm
Volumen des Umkartons	0,0515 cbm
Gewicht des Umkartons	6 kg
EAN des Innenkartons	4038917155144
EAN des Umkartons	4038917037549

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

