



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.9924.282
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, Material: PP, Spitzboden, transluzent, mit gedruckter Graduierung, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit gedruckter Graduierung
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g
Zentrifugationstemperatur	21
Zentrifugationszeit	15 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Röhre, 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, mit
gedruckter Graduierung**

Seite 2

Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	100 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transluzent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	64000
Tiefe des Umkartons	548 mm
Breite des Umkartons	373 mm
Höhe des Umkartons	408 mm
Volumen des Umkartons	0,0834 cbm
Gewicht des Umkartons	10 kg
EAN des Innenkartons	4038917155175
EAN des Umkartons	4038917398374

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT