



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.9924.283
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 100 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	100 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	30000
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	324 mm
Höhe des Umkartons	264 mm
Volumen des Umkartons	0,052 cbm
Gewicht des Produktes	0,0054 kg
Gewicht des Umkartons	6,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917155182
EAN des Umkartons	4038917027915

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

