



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.9924.285
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, Material: PP, Spitzboden, transluzent, mit gedruckter Graduierung, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit gedruckter Graduierung
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g
Zentrifugationstemperatur	21
Zentrifugationszeit	15 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Röhre, 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, mit
gedruckter Graduierung**

Seite 2

Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	100 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transluzent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	324 mm
Volumen des Umkartons	0,0519 cbm
Gewicht des Umkartons	4,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917157391
EAN des Umkartons	4038917157384

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT