



### **Artikelbeschreibung**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 63.550.121  |
| Artikelbeschreibung | Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, mit Skalierung, 25 Stück/Beutel |

### **Produkteigenschaften**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Graduierung    | ja                |
| Verschlussart  | Schraubverschluss |
| Bodenform      | Rundboden         |
| Arbeitsvolumen | 7 ml              |

### **Maße**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Durchmesser         | 13 mm |
| Länge des Produktes | 82 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes    | Polypropylen (PP)                |
| Farbe des Produktes       | transparent                      |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses    | natur                            |
| Material der Röhre        | Polypropylen (PP)                |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert        | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 50000         |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 25            |
| Stück pro Umkarton          | 1000          |
| Stück pro Palette           | 36000         |
| Volumen des Umkartons       | 0,0436 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,004 kg      |
| Gewicht des Umkartons       | 4,49 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917360340 |
| EAN des Umkartons           | 4038917360333 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

