



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	63.9922.112
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 25 ml, (LxØ): 54 x 28 mm, Material: PS, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, mit Papieretikett, Etikett/Druck: gelb, steril, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	gelb
Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	25 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	28 mm
Länge des Produktes	54 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Röhre	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	25000
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	238 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,0408 cbm
Gewicht des Umkartons	4,7 kg
EAN des Innenkartons	4038917151207
EAN des Umkartons	4038917037778

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

