



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	63.9922.232
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 30 ml, (LxØ): 80 x 28 mm, Material: PS, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, mit Papieretikett, Etikett/Druck: gelb, steril, 1 Stück/Blister

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	gelb
Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	30 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Röhre, 30 ml, (LxØ): 80 x 28 mm, PS, mit  
Papieretikett**

**Seite 2**

**Maße**

Durchmesser	28 mm
Länge des Produktes	80 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Röhre	Polystyrol (PS)

**Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	300
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	300
Stück pro Palette	9000
Tiefe des Umkartons	548 mm
Breite des Umkartons	373 mm
Höhe des Umkartons	408 mm
Volumen des Umkartons	0,0834 cbm
Gewicht des Umkartons	4,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917151412
EAN des Umkartons	4038917037808

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**