



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	63.9922.248
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 25 ml, (LxØ): 90 x 25 mm, Material: PP, Spitzboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, mit Papieretikett, Etikett/Druck: weiß/gelb, Patienteninformation, mit Skalierung, steril, 1 Stück/Blister

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	weiß/gelb
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	25 ml
Zentrifugation max (RZB)	4500 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	25 mm
Länge des Produktes	90 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	300
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	300
Stück pro Palette	4800
Tiefe des Umkartons	548 mm
Breite des Umkartons	408 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,0834 cbm
Gewicht des Produktes	0,0086 kg
Gewicht des Umkartons	4,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917238649
EAN des Umkartons	4038917238632

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

