



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	63.9922.254
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 25 ml, (LxØ): 90 x 25 mm, Material: PP, Spitzboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, mit Papieretikett, Etikett/Druck: weiß/gelb, Patienteninformation, mit Skalierung, steril, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	weiß/gelb
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	25 ml
Zentrifugation max (RZB)	4500 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	25 mm
Länge des Produktes	90 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	15000
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	324 mm
Höhe des Umkartons	264 mm
Volumen des Umkartons	0,052 cbm
Gewicht des Produktes	0,0084 kg
Gewicht des Umkartons	4,98 kg
EAN des Innenkartons	4038917151573
EAN des Umkartons	4038917027786

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

