



Produktspezifikation
**Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 120 ml, (LxØ):
105 x 44 mm, PS, transparent**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.9922.412
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm, transparent, Verschluss: gelb, Material: PS, Schraubverschluss, Verschluss montiert, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	120 ml

Maße

Nennvolumen	120 ml
Volumen max	120 ml
Durchmesser	44 mm
Höhe des Produktes	105 mm
Länge des Produktes	105 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 120 ml, (LxØ):
105 x 44 mm, PS, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Röhre	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	6000
Tiefe des Umkartons	645 mm
Breite des Umkartons	439 mm
Höhe des Umkartons	252 mm
Volumen des Umkartons	0,0834 cbm
Gewicht des Umkartons	6,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917151825
EAN des Umkartons	4038917429429

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT