



Produktspezifikation

Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 250 ml, (LxØ):
78 x 70 mm, graduiert, PP, transparent

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.9922.534
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 250 ml, (LxØ): 78 x 70 mm, transparent, Verschluss: gelb, graduiert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss montiert, steril, 80 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	250 ml

Maße

Nennvolumen	250 ml
Volumen max	250 ml
Durchmesser	70 mm
Höhe des Produktes	78 mm
Länge des Produktes	78 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 250 ml, (LxØ):
78 x 70 mm, graduert, PP, transparent**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	240
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	240
Stück pro Umkarton	240
Stück pro Palette	1440
Tiefe des Umkartons	646 mm
Breite des Umkartons	450 mm
Höhe des Umkartons	498 mm
Volumen des Umkartons	0,1448 cbm
Gewicht des Produktes	0,0404 kg
Gewicht des Umkartons	10,93 kg
EAN des Innenkartons	4038917152129
EAN des Umkartons	4038917350907

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT